



## ÄPFELSÄURE E296

Monohydroxybernsteinsäure in DL-Form

Stand: 11/2020

### **BESCHREIBUNG:**

Preziso Äpfelsäure hat einen Äpfelsäuregehalt von mind. 99,5 % und ist ein weißes kristallines und geruchloses Pulver.

### **DOSAGE:**

Die Aufwandmenge ist je nach Obstwein unterschiedlich und die sensorische Wahrnehmung ist wesentlich stärker als der analytische Wert. Daher wird empfohlen die tatsächliche Säureerhöhung bzw. pH-Absenkung durch ein Fachlabor bestimmen zu lassen, oder die Dosierung nach Vorversuchen. 0,89 g/l Äpfelsäure erhöht den Gesamtsäurewert um 1 g/l berechnet als Weinsäure.

### **ANWENDUNG:**

Die teilweise gesetzlich beschränkte Anwendung beachten. Preziso Äpfelsäure 1:1 im Most (Obstwein) auflösen. Bei intensivem Durchmischen dem Gebinde zudosieren.

### **LAGERUNG:**

Preziso Äpfelsäure muss trocken, kühl und geruchsneutral gelagert werden. Anbruchgebände sofort wieder verschließen.

### **PACKUNGSGRÖSSEN:**

1 kg Nettogewicht

Verantwortlicher Inverkehrbringer:

RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft | Raiffeisenstraße 1 | A-2100 Korneuburg | Tel.: +43 (0) 2262/755 50-0 | [www.rwa.at](http://www.rwa.at)  
Alle enthaltenen Informationen sind nach unserem derzeitigen Kenntnisstand korrekt und vollständig. Änderungen sind vorbehaltenlich neuer Entwicklungen und Erkenntnisse möglich. Wir übernehmen keine Garantie oder Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit.